


## ホームスミアセットにおける検体採取について

ホームスミア子宮頸部自己細胞採取によって子宮頸部がん(細胞診)検査を行います。



【ホームスミアセット】

氏名	_____
年齢	_____
採取日	年 月 日
試験管に貼って下さい	

※ラベルにお名前(カタカナ)・注文番号・年齢・採取日を記入して、試験管に貼ってください。

※検査キットの使用期限にかかわらず、お早目の検体採取をお願いします。

膣内の分泌物と共に、膣内にある子宮頸部由来の細胞を拾い上げ、それを専用試験管内にある保存液の中に洗い出します。

**検体を十分に含んだ保存液が入っている試験管を同封の返信用封筒にて郵送していただきます。**

ホームスミアセットを開封していただくと、

- ① スポイト
- ② 試験管(保存液が入っています)
- ③ 説明書2部

が入っていますが、

説明書のうち”自己細胞採取用具『ホームスミアセット』の使い方”の方をよくお読みになって検体採取を行ってください。

### ●注意●

1ページの”ご使用になる前に”に書かれている事項のうち、最初の項目に「生理中の方は、終わって1週間たってからお使いください。」とありますが、

これは『生理中でなければ使用可である。』と訂正させていただきます。

ですので、採取時期をお間違えにならないようお願いいたします。

ラベルに氏名(カタカナ)・注文番号・年齢・採取日を記入して試験管に貼り、その検体と返送伝票(ホームスミアセットに同封されている健康調査表は書いていただかなくても大丈夫です。)を返信用封筒に入れ、速やかに郵送してください。

(夏場等気温の高いときには、郵便局への持ち込みを推奨いたします。)

※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

### 【検査結果について】

検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認下さい。

### Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所  
土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時の休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。