


採血用ろ紙セットにおける検体採取について



- ◇最初にパッケージを開けて「採血器具の使い方」を一通りお読み下さい。
- ◇使用期限にかかわらず、キット到着後はできるだけお早目にお使いください。

*氏名(カタカナ)・注文番号・年齢・採取日等を必ずご記入ください。

【採血用ろ紙セット】

【ご使用方法】

検体の採取の仕方については、採血用ろ紙セットの中に記載されています。そちらの説明書をよくお読みになった上で、検体採取を行ってください。

※血液はろ紙に書かれている4箇所の○印より大きめに、そして裏面にも染み込むように行ってください。
採血量が不足していると、検査が実施できない場合があります。

※万が一、必要量の採血ができなかった場合には、メールにてご連絡ください。追加で採血器具をお送りいたします。(別途キット代と送料がかかりますので、ご了承ください。)

※ペプシノゲン・PSA検査の両方をご注文された場合、ろ紙は2枚必要となります。(1項目につき、1枚分の採血が必要です。)その場合には、必ず2枚とも採血してご返送ください。

【検体のご返送について】

検体採取後は、返送用封筒に検体(氏名(カタカナ)・注文番号・年齢・採取日等は必ず記入してください)と返送伝票を入れ、速やかに郵送してください。

※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

【検査結果について】

検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認ください。

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所
土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。